



HMM-Sven Oppel  
Medizinprodukteberater  
In de Krümm 9  
22880 Wedel  
Telefon: 04103 9654104  
Telefax: 04103-9654336

E-Mail: [info@seniorenbett.org](mailto:info@seniorenbett.org)  
[www.seniorenbett.org](http://www.seniorenbett.org)

**INKLUSIV**

- ▶ 24 Volt Antriebstechnik
- ▶ Sichere Arbeitslast:  
200 kg
- ▶ Niedrigste Liegeflächen-  
höhe: ca. 29 cm

# Höhenverstellbarer Lattenrost „Lippe IV“

zum Einbau in ein vorhandenes Bett

Gefertigt nach (in Anlehnung):

- ▶ Norm DIN EN 1970:2000
- ▶ Norm DIN EN 60601-2-38/A1:2001  
(reduziert auf die Belange der Hauspflege)



Modell 30.9456

CE



HMM-Sven Oppel  
 Medizinprodukteberater  
 In de Krümm 9  
 22880 Wedel  
 Telefon: 04103 9654104  
 Telefax: 04103-9654336

E-Mail: [info@seniorenbett.org](mailto:info@seniorenbett.org)  
[www.seniorenbett.org](http://www.seniorenbett.org)

## Höhenverstellbarer Lattenrost „Lippe IV“ – Modell 30.9456

### ► Ausführung

Liegefläche viergeteilt, Rücken- und Oberschenkellehne sowie Liegehöhe elektromotorisch verstellbar, serienmäßig mit 24 Volt Antriebssystem. Unterschenkellehne manuell über Rasterung absenkbar. Untergestell und Liegeflächenrahmen durch Polyester-Pulverlackbeschichtung versiegelt, Farbe topas. Liegefläche kopfseitig mit zwei im Liegeflächenrahmen integrierten Hülsen zur Aufnahme eines Aufrichters, Untergestell mit Standfüßen, inklusive Bodenausgleichsschrauben sowie vier Befestigungslaschen zur Fixierung innerhalb eines vorhandenen Bettes. Untergestell individuell auf Lattenrostbreiten von 100 und 90 cm einstellbar. Liegehöhenverstellung: ca. 40 cm, niedrigste Liegeflächenhöhe: ca. 29 cm, sichere Arbeitslast: 200 kg.


### ► Bestell-Nummern

30.9456.0 Untergestell, Farbe topas  
 30.9456.1 Liegefläche 90 x 200 cm  
 30.9456.2 Liegefläche 90 x 190 cm  
 30.9456.3 Liegefläche 100 x 200 cm  
 30.9456.4 Liegefläche 100 x 190 cm  
 30.9456.5 Liegefläche 80 x 200 cm  
 30.9456.6 Liegefläche 80 x 190 cm

### ► Bestell-Nummern Zubehör

19.1400.1 Aufrichter inkl. Triangelgriff  
 30.9159.4 Adaptierbare Standfüße  
 (1 Satz = 4 Stück)  
 30.9153.4 Seitenschutz für eine Bettseite  
 30.9158.4 Matratzenbügelgriff im Fußbereich

*Technische Änderungen vorbehalten*



Zubehör\*

Aufrichter



Zubehör\*

Matratzenbügelgriff  
 im Fußbereich  
 (erhöhte Ausführung)



Zubehör\*

Seitenschutz  
 (auch nachträglich montierbar)



Zubehör\*

Adaptierbare Standfüße zur  
 Erhöhung der niedrigsten Position



Zubehör\*

Aufstehhilfe



Detail

Matratzenbügelgriff  
 auf 100 cm verbreiterbar, demontierbar



Detail

Standfuß mit Bodenausgleichsschraube,  
 Befestigungslasche



Detail

24 Volt Antriebssystem



Detail

Abmessungen Untergestell



Detail

Niedrigste Liegeflächenhöhe  
 von ca. 29 cm

\* Zubehör gegen Mehrpreis lieferbar.