



HMM-Sven Oppel
Medizinprodukteberater

In de Krümm 9
22880 Wedel

Telefon: 04103 9654104
Telefax: 04103-9654336

E-Mail: info@seniorenbett.org

www.seniorenbett.org

INKLUSIV

- ▶ 24 Volt-Antriebstechnik
- ▶ Sichere Arbeitslast:
225 kg
- ▶ Liegehöhenverstellung von
30 - 80 cm

Pflegebett „Allura“

- 4-geteilte Liegefläche -

Gefertigt nach:

- ▶ Norm DIN EN 1970:2005
- ▶ Norm DIN EN 60601-2-38/A1:2001
(reduziert auf die Belange der Hauspflege)



CE

Modell 51.5024.33

Pflegebett „Allura“ – Modell 51.5024.33

► Ausführung

Liegefläche 90 x 200 cm, viergeteilt, Liegehöhenverstellung von 30 - 80 cm, Rücken- und Oberschenkellehne sowie Liegehöhe durch Elektromotoren verstellbar. Fußtieflagerung durch Schwenken der Liegefläche einstellbar. Metallteile durch Polyester-Pulverlackbeschichtung versiegelt, Farbe silber. Integrierte Seitengitter (2 Holme je Bettseite) sowie Kopf- und Fußteilfüllungen in Buche Dekor. Handschalter mit selektiver Sperrfunktion, sichere Arbeitslast 225 kg, Doppelantrieb inkl. 24 Volt-System.

► Bestell-Nummern

51.5024.33 Pflegebett, Farbe silber
 19.1400.1 Aufrichter (im Lieferumfang enthalten)

► Maße

Länge 224 cm,
 Breite 101 cm

Technische Änderungen vorbehalten




► Zubehör*

Serviertablett



► Zubehör*

Leselampen



► Zubehör*

Bettverlängerung inkl. Seitengitterholme (auch nachträglich montierbar)




► Zubehör*

Schaumlederbezug




► Detail*

Seitengitter-Schutzhöhe ca. 41 cm



► Detail

Aufeinanderfallende Seitengitterholme mit Längsprofilierung




► Detail

Handschalter mit selektiver Sperrfunktion




► Detail

Unterschenkellehne manuell absenkbar



► Detail

Liegehöhenverstellung von 30 - 80 cm



► Detail

Sichere Arbeitslast 225 kg

* Zubehör gegen Mehrpreis lieferbar.