

HMM Sven Oppel  
in de Krümm 9  
22880 Wedel  
Telefon: 04103 9654104  
Telefax: 04103-9654336  
E-Mail: info@seniorenbett.org  
www.seniorenbett.org

## Pflegebett „Arminia III“



CE

# ARMINIA III - Das praktische Pflege



Elektronisches Schaltnetzteil (Switch Mode), direkt hinter Netzstecker integriert (24 Volt-Antriebssystem)



24 Volt-Antriebssystem optional lieferbar



Aufnahmebuchse des Steckers zur Anbindung des elektronischen Schaltnetzteils (Switch Mode)

185 kg sichere Arbeitslast, 4-geteilte Liegefläche, elektrisch verstellbar

Seitengitter-Schutzhöhe von ca. 100 cm



Hochwertige und robuste Tente-Qualitätsrolle

## Ihre Vorteile:

### • Qualität und Langlebigkeit

Das Pflegebett "Arminia III" ist äußerst stabil konstruiert, so dass es die Herausforderungen im Pflegealltag bestens erfüllt. Die hohe Qualität sichert Ihnen ein langlebiges, robustes und wartungsarmes Pflegebett, das die Folgekosten entscheidend minimiert. Der Holzbau vermittelt ein wohnliches Ambiente. Ein Bett in dem sich der Bewohner sehr wohl fühlt.

### • Wirtschaftlichkeit

Das Preis-/Leistungsverhältnis ist ausgesprochen günstig. Trotzdem wurde an der Konstruktion und am Material nicht gespart. Insbesondere der Einsatz hochwertiger Materialien sichert die Burmeister Qualitätsphilosophie.

# Pflegebett im wohnlichen Design

ca. 40 cm



Handscharter mit selektiver Sperrfunktion



Fußtieflagerung



Unterfahrbarkeit mit allen handelsüblichen Liftern

Wartungsarmes und langlebiges Linak-Antriebssystem



Unterschenkellehne manuell einstellbar



Äußerst stabile Seitengitterkonstruktion, einfache Montage der Seitengitterführung

- **24 Volt-Antriebssystem optional lieferbar**

Die Wartungsintervalle können auch bei diesem System auf 2 Jahre verlängert werden (s. Gebrauchsanweisung). Ableitstrommessungen am Pflegebett dürfen entfallen. Bedingungen hierfür können bei Burmeister erfragt werden. Bewohner werden optimal geschützt, da alle spannungsführenden 230 Volt Bauteile außerhalb des Bettes liegen.

- **Seitengitterschutzhöhe ca. 40 cm**

Matratzen und Dekubitussysteme von max. 16 - 18 cm Stärke können auch ohne adaptierbare Seitengittererhöhungen in das Pflegebett eingelegt werden. Kostenaufwendige Erhöhungen entfallen in vielen Fällen.

# Pflegebett „Arminia III“

## > Ausführung

Liegefläche 90 x 200 cm, viergeteilt, Liegehöhenverstellung von ca. 40 - 80 cm, Rücken- und Oberschenkellehne sowie Liegenhöhe durch Elektromotoren verstellbar. Fußtieflagerung durch Schwenken der Liegefläche einstellbar. Metallteile durch Polyester-Pulverlackbeschichtung versiegelt, Farbe topas. Kopf- und Fußteilhauben in Buche Dekor/Buche massiv. Handschalter mit selektiver Sperrfunktion.

Gefertigt nach:

- > Norm DIN EN 1970:2000 + A1:2005
- > Norm DIN EN 60601-2-38/A1:2001 (reduziert auf die Belange der Hauspflege)
- > zu erwartende Norm IEC 60601-2-52

## > Bestell-Nummer

51.3431.33S Pflegebett „Arminia III“

51.3424.33 Pflegebett „Arminia III“,  
24 Volt-Antriebssystem  
inkl. Switch Mode

19.1400.1 Aufrichter  
(Im Lieferumfang enthalten)

19.1400.1 Aufrichter  
(Im Lieferumfang enthalten)

## > Maße

Länge 220 cm, Breite 101 cm

Technische Änderungen vorbehalten

## Zubehör (gegen Mehrpreis lieferbar)



Serviertablett



Liegefläche mit Metallstreben



Aufsteckbarer Seitengitterholme



Leselampen



Bettverlängerung inkl. Seitengitterholme (auch nachträglich montierbar)



Schaumlederbezug