



HMM-Sven Oppel
Medizinprodukteberater

In de Krümm 9
22880 Wedel

Telefon: 04103 9654104
Telefax: 04103-9654336

E-Mail: info @ seniorenbett.org

www.seniorenbett.org

Pflegebett „Dali“ – 4-geteilte Liegefläche –

Gefertigt nach:

- ▶ Norm DIN EN 1970:2000
- ▶ Norm DIN EN 60601-2-38/A1:2001
(reduziert auf die Belange der Hauspflege)



	Dali Holz
Hilfsmittel-Nr.	19.40.01.3126
Pflege-Hilfsmittel-Nr.	50.45.01.1137
	Dali Metall
Hilfsmittel-Nr.	19.40.01.3127
Pflege-Hilfsmittel-Nr.	50.45.01.1138

Metall, Modell 15.0604.11 S
Holz, Modell 51.0604.33 S





Pflegebett „Dali“ – Metall-Seitengitter Modell 15.0604.11 S
Pflegebett „Dali“ – Holz-Seitengitter Modell 51.0604.33 S
– 4-geteilte Liegefläche –

► Ausführung

Liegefläche 90 x 200 cm, viergeteilt, Liegehöhenverstellung von 40 - 80 cm, Rücken- und Oberschenkellehne sowie Liegehöhe durch Elektromotoren verstellbar. Fußtieflagerung durch Schwenken der Liegefläche einstellbar. Metallteile durch Polyester-Pulverlackbeschichtung versiegelt, Farbe topas. Kopf- und Fußteillösungen in Buche Dekor. Handschalter mit selektiver Sperrfunktion.

► Bestell-Nummern

15.0604.11 S Pflegebett, Metall-Seitengitter

51.0604.33 S Pflegebett, Holz-Seitengitter

19.1400.1 Aufrichter (im Lieferumfang enthalten)

Technische Änderungen vorbehalten

► Maße

Länge 215 cm,

Breite 101 cm

► Zubehör*



Schaumlederbezug

► Zubehör*



Lager-/Transporthilfe

► Zubehör*



Bettverlängerung
(auch nachträglich montierbar)

► Zubehör*



Aufsteckbarer Seitengitterholm

► Zubehör*



Leselampen

► Detail



Pflegebett in Komponenten zerlegt

► Detail



Handschalter mit selektiver Sperrfunktion

► Detail



Fußtieflage

► Detail



Dali mit Metall-Seitengittern
Modell 15.0604.11 S

► Detail



Dali mit Holz-Seitengittern
Modell 51.0604.33 S

* Zubehör gegen Mehrpreis lieferbar.