



HMM-Sven Oppel
Medizinprodukteberater


In de Krümm 9
22880 Wedel
Telefon: 04103 9654104
Telefax: 04103-9654336

E-Mail: info@seniorenbett.org
www.seniorenmobil.org

Pflegebett „Westfalia III“ – 4-geteilte Liegefläche –

Gefertigt nach:

- Norm DIN EN 1970:2000
- Norm DIN EN 60601-2-38/A1:2001
(reduziert auf die Belange der Hauspflege)



Hilfsmittel-Nr.	19.40.01.3104
Pflege-Hilfsmittel-Nr.	50.45.01.1104



Modell 51.2431.11 S

CE



HMM-Sven Oppel
Medizinprodukteberater

In de Krümm 9
22880 Wedel
Telefon: 04103 9654104
Telefax: 04103-9654336

Pflegebett „Westfalia III“ – Modell 51.2431.11 S

E-Mail: info@seniorenbett.org
www.seniorenmobil.org

► Ausführung

Liegefläche 90 x 200 cm, viergeteilt, mit elektromotorisch verstellbarer Rücken- und Oberschenkellehne, Liegehöhenverstellung durch Elektromotor von 40 - 80 cm, Holzbau mit integrierten Seitengittern, Buche natur. Fahrgestell mit Einzelradfeststellung, Metallteile durch Polyester-Pulverlackbeschichtung versiegelt, Farbe topas. Handschalter mit selektiver Sperrfunktion.

► Maße

Länge 212 cm, Breite 101 cm

► Sondermaße Liegeflächen*

90 x 180 cm, 90 x 190 cm, 90 x 220 cm,
100 x 200 cm, 100 x 220 cm, 80 x 200 cm

► Bestell-Nummern

51.2431.11 S Pflegebett, Farbe topas

19.1400.1 Aufrichter (im Lieferumfang enthalten)

Technische Änderungen vorbehalten

► Zubehör*



Serviertablett

► Zubehör*



Aufsteckbarer Seitengitterholm

► Zubehör*



Kopfbrett mit seitlichen Rundstollen

► Zubehör*



Schaumlederbezug

► Zubehör*



Leselampen

► Detail



Unterschenkellehne manuell absenkbar

► Detail



Kopfbrett ohne seitliche Rundstollen
(mit Kunststoffumleimern)

► Detail



Pflegebett in Komponenten zerlegt

► Detail



Handschalter mit selektiver Sperrfunktion

* Zubehör gegen Mehrpreis lieferbar.