



HMM-Sven Oppel  
Medizinprodukteberater

In de Krümm 9  
22880 Wedel

Telefon: 04103 9654104  
Telefax: 04103-9654336


E-Mail: [info@seniorenbett.org](mailto:info@seniorenbett.org)

[www.seniorenbett.org](http://www.seniorenbett.org)

## Pflegebett „Dali“ – Low Entry –

Gefertigt nach:

- ▶ Norm DIN EN 1970:2000 (in Anlehnung)
- ▶ Norm DIN EN 60601-2-38/A1:2001  
(reduziert auf die Belange der Hauspflege)



CE

Modell 51.0622.33 S



## Pflegebett „Dali“ – Low Entry – Modell 51.0622.33 S

### ► Ausführung

Liegefläche 90 x 200 cm, viergeteilt, Liegehöhenverstellung von 22 - 62 cm, Rücken- und Oberschenkellehne sowie Liegehöhe durch Elektromotoren verstellbar. Fußtieflagerung durch Schwenken der Liegefläche einstellbar. Metallteile durch Polyester-Pulverlackbeschichtung versiegelt, Farbe topas. Einstiegshöhe beträgt 22 cm. Handschalter mit selektiver Sperrfunktion.

### ► Maße

Länge 216 cm, Breite 101 cm

### ► Bestell-Nummern

51.0622.33 S Pflegebett, Farbe topas  
19.1400.1 Aufrichter (im Lieferumfang enthalten)

*Technische Änderungen vorbehalten*

### ► Zubehör\*



Serviertablett

### ► Zubehör\*



Lager-/Transporthilfe

### ► Zubehör\*



Schaumlederbezug

### ► Zubehör\*



Leselampen

### ► Detail



Unterschenkellehne manuell absenkbar

### ► Detail



Handschalter mit selektiver Sperrfunktion

### ► Detail



Fußtieflage

\* Zubehör gegen Mehrpreis lieferbar.