



HMM-Sven Oppel
Medizinprodukteberater

In de Krümm 9
22880 Wedel

Telefon: 04103 9654104

Telefax: 04103-9654336

E-Mail: info@seniorenbett.org

www.seniorenbett.org

Pflegebett „Royal“

Gefertigt nach:

- ▶ Norm DIN EN 1970:2000
- ▶ Norm DIN EN 60601-2-38/A1:2001
(reduziert auf die Belange der Hauspflege)



Modell 50.6431.1

CE



Pflegebett „Royal“ – Modell 50.6431.1

► Ausführung

Liegefläche 90 x 200 cm, viergeteilt, Liegehöhenverstellung von 40 - 80 cm, Rücken- und Oberschenkellehne sowie Liegehöhe durch Elektromotoren verstellbar. Fußtieflagerung durch Schwenken der Liegefläche einstellbar. Metallteile durch Polyester-Pulverlackbeschichtung versiegelt, Farbe topas. Holzumbau in Buche Dekor/Buche massiv. Zentrale Rollenfreischaltung, Auswandernde Rückenlehne, wohnliche Optik.

► Bestell-Nummern

50.6431.1 Pflegebett, Farbe topas

19.1400.1 Aufrichter

Technische Änderungen vorbehalten

► Maße

Länge 225 cm

Breite 105 cm



Unterschenkellehne manuell absenkbar

► Zubehör*



Serviertablett

► Zubehör*



Aufsteckbarer Seitengitterholm

► Zubehör*



Sperrbox

► Zubehör*



Schaumlederbezug

► Zubehör*



Leselampen

► Zubehör*



Griffleiste aus Massivholz

► Detail



Auswandernde Rückenlehne

► Detail



Rollenfreischaltung in unterster Liegeflächenposition (Magnetschalter)

► Detail



Fußtieflage

* Zubehör gegen Mehrpreis lieferbar.